

MIX-S 迷你漩涡仪

/// 样品混合系列

样品混合系列

/// 产品介绍

Mix-S 迷你漩涡仪是一款点动混匀的试管振荡器。适用于少量试样（最大 50ml 离心管）的振荡混匀。仪器体积小美观，直流无刷电机，性能稳定。



/// 产品特点

- 造型新颖，体积小巧，质量可靠；
- 用于振荡试管、离心管，混合效果显著；
- 混匀速度快，最高转速可达 3500rpm；
- 外置 12v 电源适配器，更加轻便便携；
- 采用橡胶吸盘底脚，运行稳定可靠。



触发式开关



最大振荡容量



适用多用试管

/// 产品技术参数

型号	MIX-S	最大样品处理量	50ml	功率	12W
转速范围	3500rpm	电机功率	5W	外形尺寸 (W×D×H)	98.5 x 101 x 66 (mm)
振幅	4mm (圆周振荡)	输入电源	DC12V	净重	0.55kg