

VM-100 旋转混合仪

/// 样品混匀系列

/// 产品介绍

VM-100 旋转混合仪是一种转速可调及具有悬停、震动功能的试管混合仪。它能提供高效且温和的混合，使生物样品处于悬浮状态。适用于 1.5ml~50ml 的试管，各种试管夹具可以任意组装。适用于预防血液凝固、乳胶诊断、免疫沉淀等相似应用，是理想的样品混合工具。紧凑的设计便于移动和携带，且能放于培养箱或生物安全柜。



样品混合系列

/// 产品特点

- 试管夹具自由组合；LCD 大显示屏显示所有参数；
- 2 个附加自编程序（每个自编程序 6 个波段可编辑）；
- 10 个不同的自带程序（旋转和振动）满足不同的需求；
- 360°旋转和 0° -360°任意角度振动；任意角度的震动时间和振动速度可调；
- 适用于 1.5/2.0ml、10/15ml、50ml 及类似直径的离心管；
- 可用于冷藏箱或培养箱中；组装试管无需拆卸旋转夹。



可选配件种类多



可自编程序契合实验需求



直流无刷步进电机



LCD 超大屏显示

/// 产品技术参数

| | | | | | | | |
|--------|-------------|------|-------------|------|-------|--------------|------------------|
| 型号 | VM-100 | 运转方式 | 圆周运动 | 输入电源 | DC12V | 外形尺寸 (W×D×H) | 440×135×280 (mm) |
| 可调转速范围 | 1rpm ~99rpm | 定时范围 | 1min~99h59m | 功率 | 12W | 净重 | 2 kg |

/// 可选配置

| 型号 | 描述 | 型号 | 描述 |
|----|---------|----|----------------------------|
| L1 | 15ml*22 | L4 | 50ml*12 |
| L2 | 50ml*12 | L5 | 1.5/2.0ml*36 |
| L3 | 15ml*12 | L6 | 15ml*8+50ml*4+1.5/2.0ml*16 |



///L1



///L2



///L3



///L4



///L5



///L6