

# RT-20 3D 混合仪

/// 样品混匀系列

样品混合系列

## /// 产品介绍

RT-20 3D 混合仪是由一个做圆周运动的摇床和一个摆臂组成的三维小摇床。适用于混合血清管和离心管的混合。它可以提供非常彻底、温和混匀操作而不产生泡沫，是小剂量样品混合的理想选择。混合仪的橡胶凹垫可牢牢固定管子，能容纳管子数量有：60\*1.5ml、30\*3ml、21\*15ml。混合仪的摆动轨迹和速度也是固定的，是蛋白印迹、着色等操作的理想选择，托盘的倾角足够大以保证试剂能充分分散均匀。



## /// 产品特点

- 可以提供非常彻底、温和混匀操作而不产生泡沫；
- 适合混合血清管和离心管的样品混合；
- 橡胶托盘设计，可以摆放多种试管；
- 托盘的倾角足够大以保证试剂能充分分散均匀；
- 机器震动小，无噪音，超静音设计；
- 适合在冷藏箱内使用。



适用多用试管



静音设计



可在冷藏箱内使用

## /// 产品技术参数

型号	RT-20	最大载量	0.8kg	外形尺寸 (W×D×H)	170 x 240 x 150 (mm)
转速	20rpm	输入电源	AC 220V / AC 110V, 50/60Hz	净重	1.7kg
运转方式	固定 20°三维运转	功率	20W	托盘尺寸	238×172mm