

# RM-80 (D) 滚轴混合仪

/// 样品混匀系列

样品混合系列

## /// 产品介绍

RM-80 (D) 滚轴混合仪具有滚动和摇摆两种模式，提供高效和安全的混合，由于具有柔和的，但是高度有效的三维混合。使用于预防血液凝固，血液样品可以免加抗凝血剂，而且不会破坏血细胞。



## /// 产品特点

- 外观精巧，结构坚固，操作简单，LED 显示屏显示时间和转速；
- 滚动和摇摆两种型号可选，滚动过程轻柔，连续长时间运转模式，安全稳定；
- 电机性能稳定，速度可调，最高可达 80rpm，低噪音，使用寿命长；
- 可以使用于 8mm-200mm 的试管，应用范围广；
- 可在 4°C 冷室或温度 42°C 和相对湿度 80% 的培养箱中使用。



转速精准



显示转速和时间



滚动和摇摆可选



定时功能

## /// 产品技术参数

| 型号   | RM-80       | RM-80D | 型号           | RM-80                 | RM-80D |
|------|-------------|--------|--------------|-----------------------|--------|
| 转速   | 10rpm-80rpm |        | 定时范围         | 1min ~99h59m          |        |
| 运转方式 | 滚动          | 滚动和摆动  | 输入电源         | AC 100 ~230V, 50/60Hz |        |
| 振幅   | ---         | 25mm   | 功率           | 30W                   |        |
| 滚轴数量 | 6 根         |        | 外形尺寸 (W×D×H) | 230x440x120 (mm)      |        |
| 滚轴长度 | 280mm       |        | 净重           | 3.8kg                 |        |
| 最大载重 | 4.2kg       |        |              |                       |        |