

VS-100 翘板混合仪

/// 摇床系列

样品混合系列

/// 产品介绍

VS-100 翘板混合仪是一种转速可调摆动角度可调的多功能翘板混合仪。它能提供高效且温和的混合，使生物样品处于悬浮状态，适用于各种采血管、离心管。适用于预防血液凝固、乳胶诊断、免疫沉淀等相似应用，是理想的分子生物学，生物化学，临床学，组织化学等实验室研究领域，且能放于培养箱或生物安全柜。



/// 产品特点

- LCD 大显示屏显示所有参数；
- 仪器启动和加减速速度非常平稳，保证了实验样品的安全；
- 金属钢托盘和耐磨平台，不变形、易清洗、防溢漏。



多程序自定义编程，
转速、摆动角度可调



步进无刷电机 免保
养长寿命

/// 产品技术参数

型号	VS-100	摆动角度	1-25°可调	工作面尺寸	252x170 mm
输入电源	DC12V	定时范围	1min ~ 99h59min	外形尺寸 (W×D×H)	135x440x280 (mm)
转速	1-25rpm	功率	12W	重量	2kg