

WS-100 水浴摇床

/// 摇床系列

/// 产品介绍

水浴摇床是一款温度可控的恒温水浴槽和水平圆周振荡器相结合的实验仪器，操作简单方便，适用于生物学、微生物学和医学分析等领域。低能耗，安全稳定低噪音。



摇床系列



TFT 显示屏同步显示参数



直流无刷电机 免保养
养长寿命



95°全盖打开 方便操作



托盘可容纳多种容器

/// 产品特点

- TFT 彩屏显示，多节程序可选，参数设置一目了然，外观简洁大方；
- 直流无刷电机驱动，有效降低转速噪音，免维护；
- 微处理器控制，温控线性好、波动小；
- 内置液位传感器，缺水报警及干烧断电装置，双重保护，安全可靠；
- 透明翻盖设计，实时观察，操作方便。

/// 可适用试管 & 烧瓶数量

试管	烧瓶
45*10ml	6*100ml
45*15ml	3*250ml
20*50ml	2*500ml
---	1*1000ml

/// 产品技术参数

型号	WS-100	转速	30-200 rpm	水槽尺寸	240x300x150
加热容量	10L	控温精度	±0.3°C	输入电源	AC100~120V/AC200~240V 50~60Hz
温控范围	室温 +5~100°C	均匀性	±0.3°C	功率	1100W
时间范围	1m~99h59m	振荡方式	圆周式	外形尺寸 (W×D×H)	340x470x355 (mm)