

NS-16 恒温摇床（加热型）



摇床系列

产品介绍

NS-16 恒温摇床（加热型）是一款孵育器和振荡器相结合的实验仪器。本仪器采用微电脑控制，工作温度任意设定、控温可靠，具有超温声光报警，并有多款可选托盘配件配合各类烧瓶、烧杯、培养皿以及试管等实验容器的放置及固定。可供医学、生物学、制药、食品、环保等实验室，科研单位作为对温度、振荡频率有较高要求的细菌组织培养、发酵、杂交和生化反应之用。



产品特点

- 科学设计的人机操作界面，4.3 英寸高清彩色触摸屏，精致的 UI 界面，使设备操作简单易；实时显示设备信息和全透外盖可以方便观察设备运行状态；
- 结构紧凑，布置合理，能够有效节省实验空间；
- 硬件采用微电脑 MCU，软件采用最新控制算法，性能参数控制稳定，运行平稳噪音极小，温度均匀性好；
- 配置精心设计的动平衡系统，使机器高速平稳运行；
- 设计参照最新安规标准，具有开盖门保护，硬件超温独立保护；
- 采用高端无刷电机和精密轴承，寿命周期长，维护简易。



TFT 显示，可设置转速、温度和定时



步进无刷电机 免保养
寿命长

产品技术参数

型号	NS-16	温度均匀性	≤±0.5℃ (@37℃)	平台尺寸	420x420mm	输入电源	AC110/220V, 50/60Hz
温度控制范围	室温 +5℃ ~ 60℃	升温时间 (室温 25℃)	升温速率 (25℃升温到 60℃) ≤ 15min	可装载高度	365mm	最大功率	650w
控温精度	≤±0.3℃ (@37℃)	振幅	20mm	载重量	10kg	外形尺寸 (W×D×H)	525 x 770 x 535 (mm)
温度显示精度	0.1℃	转速范围	50 ~ 300rpm	定时范围	1min ~ 99hour/ 无限长	净重	45kg

可适用烧瓶数量

烧瓶容量	可摆放数量	烧瓶容量	可摆放数量
50ml	64	1L	9
100ml	36	2L	4
250ml	16	3L	4
500ml	9		

可选托盘

型号	描述	尺寸
NP5	标准平板托盘	420X420
NP6	万能弹簧托盘	410X410X80
NP7	烧瓶夹托盘	420X420
NP8	黏板托盘	420X420 9 块粘板