

S-8 多通道磁力搅拌器

/// 搅拌系列

/// 产品介绍

8通道磁力搅拌器是为高效率实验而设计的搅拌器，采用了直流无刷电机驱动，有效降低转速噪音，免维护。不锈钢覆硅树脂薄膜盘面，防护抗腐蚀。



/// 产品特点

- LCD 屏显示转速和时间，外形美观大方；
- 直流无刷电机驱动，有效降低转速噪音，免维护；
- 高效的多道磁力搅拌器，8 个搅拌位点，有效利用实验室空间；
- 搅拌子同步运转，提供样品绝对相同的反应条件。



多个搅拌点



转子具有强磁性防跳动

/// 产品技术参数

型号	S-8	时间范围	1m~99h59m
输入电源	AC100~120V/AC200~240V 50~60Hz	搅拌子最大长度	46mm
搅拌点位数	8	转速范围	200-1200 rpm
最大搅拌量	8x400ml	电机类型	直流无刷电机
搅拌功率	30W	盘面材料	不锈钢附硅树脂薄膜
外形尺寸 (W×D×H)	205x480x50 (mm)	显示	LCD