

# 无数显迷你离心机

/// 离心机系列

## /// 产品介绍

迷你离心机外观新颖独特，灵巧多用，配备两种离心转子和多种试管套，适用于 2.0ml, 1.5ml, 0.5ml, 0.2ml 离心管和 PCR 用 0.2ml, 8 联排离心管。人性化设计，具有开盖停止功能，合盖即自动运行。全透明圆形上盖，方便观察机器运行状况，充分体现以人为本，服务科研的全新理念。



离心机系列

## /// 产品特点

- 大半径 8 孔位转子设计，同转速下离心力比普通转子提高 1.5 倍；
- 上盖开关外凸设计，按下开关上盖自动弹开，方便单手操作；
- 独特的转子卡扣设计，方便转子更换和取放；
- 超低噪音，运行平稳，采用免维护电机经久耐用，安全可靠；
- 外观精致小巧，一机多用，满足多种实验需求。



快接式卡扣方便  
更换转子



95°全盖自动打开  
方便操作



8 孔大半径转子提  
升离心力



翻盖开关功能

## /// 产品技术参数

型号	Mini-4KA	Mini-6KA	Mini-8KA	Mini-10KA	型号	Mini-4KA	Mini-6KA	Mini-8KA	Mini-10KA
转速	4000rpm	6000rpm	8000rpm	10000rpm	工作噪声	≤ 45dB			
相对离心力	约 860xg	约 2000xg	约 3500xg	约 5400xg	外形尺寸 (W×D×H)	160 x 176 x 121 (mm)			
定时范围	---				重量	≤ 1.5kg			
样品处理量	8×2.0ml/1.5ml/0.5ml/0.2ml 离心管 (另配 0.5ml 和 0.2ml 离心套管) 2×8×0.2ml PCR 离心管								

## 应用范围

- 全血中提取血清
- 各种样品提取上清液
- 样品快速沉淀
- PCR 实验分区离心
- 微生物样品处理
- 微量血细胞分离

## 转子配件



### /// 八连排转子

规格：0.2ml×16



### /// 8 孔位转子

规格：8×2.0ml/1.5ml



### /// 离心管套

规格：0.5ml/0.2ml 离心管套