

VM-100 旋转混合仪

/// 样品混匀系列

/// 产品介绍

VM-100 旋转混合仪是一种转速可调及具有悬停、震动功能的试管混合仪。它能提供高效且温和的混合，使生物样品处于悬浮状态。适用于 1.5ml~50ml 的试管，各种试管夹具可以任意组装。适用于预防血液凝固、乳胶诊断、免疫沉淀等相似应用，是理想的样品混合工具。紧凑的设计便于移动和携带，且能放于培养箱或生物安全柜。



/// 产品特点

- 试管夹具自由组合；LCD 大显示屏显示所有参数；
- 2 个附加自编程序（每个自编程序 6 个波段可编辑）；
- 10 个不同的自带程序（旋转和振动）满足不同的需求；
- 360°旋转和 0°-360°任意角度振动；任意角度的震动时间和振动速度可调；
- 适用于 1.5/2.0ml、10/15ml、50ml 及类似直径的离心管；
- 可用于冷藏箱或培养箱中；组装试管无需拆卸旋转夹。



可选配件种类多



可自编程契合实验需求



直流无刷步进电机



LCD 超大屏显示

/// 产品技术参数

型号	VM-100	运转方式	圆周运动	输入电源	DC12V	外形尺寸 (W×D×H)	440 x 135 x 280 (mm)
可变速范围	1rpm ~99rpm	定时范围	1min~99h59m	功率	12W	净重	2 kg

/// 可选配置

型号	描述	型号	描述
L1	15ml*22	L4	50ml*12
L2	50ml*12	L5	1.5/2.0ml*36
L3	15ml*12	L6	15ml*8+50ml*4+1.5/2.0ml*16



/// L1



/// L2



/// L3



/// L4



/// L5



/// L6