

# RM-80D 滚轴混合仪

/// 样品混匀系列

## /// 产品介绍

RM-80D 滚轴混合仪具有滚动和摇摆两种模式，提供高效和安全的混合，由于具有柔和的，高度有效的三维混合，适用于预防血液凝固，血液样品可以免加抗凝血剂，而且不会破坏血细胞。



## /// 产品特点

- 外观精巧，结构坚固，操作简单，LED 显示屏显示时间和转速；
- 滚动和摇摆两种型号可选，滚动过程轻柔，连续长时间运转模式，安全稳定；
- 电机性能稳定，速度可调，最高可达 80rpm，低噪音，使用寿命长；
- 可以用于 8mm-200mm 的试管，应用范围广；
- 可在 4°C 冷室或温度 42°C 和相对湿度 80% 的培养箱中使用。



转速精准



显示转速和时间



滚动和摇摆可选



定时功能

## /// 产品技术参数

型号	RM-80D	最大载重	4.2kg
转速	10rpm-80rpm	定时范围	1min ~99h59m
运转方式	滚动和摇摆	输入电源	AC 100 ~230V, 50/60Hz
振幅	25mm	功率	30W
滚轴数量	6 根	外形尺寸 (W×D×H)	230x440x120 (mm)
滚轴长度	280mm	净重	3.8kg