

# WS-100 水浴摇床

/// 摇床系列

## /// 产品介绍

水浴摇床是一款温度可控的恒温水浴槽和水平圆周振荡器相结合的实验仪器,操作简单方便,适用于生物学、微生物学和医学分析等领域。低能耗,安全稳定低噪音。



TFT 显示屏同步显示参数



直流无刷电机 免保养长寿命



95°全盖打开 方便操作



托盘可容纳多种容器



## /// 产品特点

- TFT 彩屏显示,多节程序可选,参数设置一目了然,外观简洁大方;
- 直流无刷电机驱动,有效降低转速噪音,免维护;
- 微处理器控制,温控线性好、波动小;
- 内置液位传感器,缺水报警及干烧断电装置,双重保护,安全可靠;
- 透明翻盖设计,实时观察,操作方便。

## /// 可适用试管 & 烧瓶数量

| 试管      | 烧瓶       |
|---------|----------|
| 45*10ml | 6*100ml  |
| 45*15ml | 3*250ml  |
| 20*50ml | 2*500ml  |
| ---     | 1*1000ml |

## /// 产品技术参数

|      |            |      |             |              |                                  |
|------|------------|------|-------------|--------------|----------------------------------|
| 型号   | WS-100     | 转速范围 | 30-200 rpm  | 输入电源         | AC100~120V/AC200~240V<br>50~60Hz |
| 加热容量 | 10L        | 控温精度 | ±0.3℃       | 功率           | 1100W                            |
| 温控范围 | 室温 +5~100℃ | 均匀性  | ±0.3℃       | 外形尺寸 (W×D×H) | 340x470x355 (mm)                 |
| 时间范围 | 1m~99h59m  | 混匀方式 | 圆周式         | 重量           | 20kg                             |
| 轨道直径 | 20mm       | 水槽尺寸 | 240x300x150 |              |                                  |